










水素吸引機 比較表

	ジョブズα	ナノコ水素分子発生器 HF-300	HYDRO GENERATOR OHG-PRO	アロマ水素ジェネレーター	バイタルシェア	ラプリエエラン	MHG2045・MHG2000α	ラプリエリュクス	ミンテック	SUISOKUN
										
販売価格(税抜き)	¥780,000	¥800,000	¥3,780,000	¥600,000	¥380,000	¥160,000	MHG2045 ¥320,000 MHG2000α ¥680,000	¥250,000	¥586,000	¥3,600,000
メーカー	MiZ(株)	(株)ナノコ	(株)オプス	(株)ライフデザイン	(株)日省エンジニアリング	イズミズ(株)	MiZ(株)	(株)イズミズ	(株)ミンテンテック	(株)三輪環境
水素濃度	6.5%-7.5%	水素67%/酸素33%	2%/4% 切り替え	3~4%	1.3%以上	98.6%	MHG2045 : 2~2.5% MHG2000α : 6~7.5%	98.6%	99.95%	水素67%酸素33%
水素発生量	4,000ml/分	300ml/分	6,000ml/分	650ml/分	カタログ表記無し	30ml/分	2,000ml/分	60ml/分	100ml/分	600ml/分
タイマー	10分~360分	360分	30分/60分/120分	標準30/60/90分 タイマー変更可(オプション)	30分	30分	5分~90分(5分間設定)	5/15/60分	120分	360分
酸素ガス混入	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有
本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	254 × 170 × 278	310 × 280 × 285	450 × 300 × 460	190 × 250 × 230 約4.2kg	160 × 260 × 290 約2.0kg(本体重量)	115 × 77 × 135	254 × 170 × 278	186 × 192 × 408	直径 145 × 高さ 220	W525×D240×H430
交換品	精製水	精製水	専用電解水/精製水 30日¥1,000	精製水	浄水	専用電解液/15日¥540	精製液	専用電解液/30日 ¥1,000	精製水	精製水
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
発売開始年	2020年	2020年	2016年	2016年	2015年	2017年	2018年	2015年	2018年	2014年
特徴	1分4000mlの発生量と6時間の連続使用可能なMiZ社のフラックシップモデル。稼働音は若干大きいもののパワフルな吸引機	メーカーのナノコは後発ながらPEM型純水型電解槽により、水素と酸素の混合ガスを発生させるHF-15とHF-300を開発。太田成男教授の推奨機器	特殊ファンの採用で吸引感(水素の風)を最も感じられる製品。性能と価格帯から、高級水素サロンでの使用が多い。	水素濃度4%前後に管理する。希釈機能により多くの医療危難での使用実績を持つ。医師監修モデル。	1台で4人まで同時吸引が可能。一人吸引時と比較すると吸引濃度は下がるものの¥410,400÷4人。一人当たり¥102,600のコストパフォーマンスNo.1のモデル。	ラプリエリュクスの充電式携帯版、勤務先や旅行先、自動車社内でも水素吸引が可能に。	飽和水素水/水素点滴などの水素を用いた医療活用に力を注いでいるMiZ社が開発した水素吸引機。ICU(集中治療室)などでの使用を考慮し、他機にはない水素濃度管理機能搭載機器。	水素吸引/水素水生成の1台2役。水素吸引器としては、最も普及しているモデル。	純度99.95%、発生量1分間100ccの水素ガスを発生させる。タイマーは2時間のみ連続使用は可能。大手家電メーカーのデザインコンセプトを採用。	HHOガス(水素67%酸素33%)発生装置ニュース番組日経プラス10で紹介された星子クリニック使用機器。連続運転6時間まで4人同時吸引可能。